



Materiale promozionale
ad esclusivo uso del medico

I prodotti Restylane sono Dispositivi Medici
di classe III. CE 0344

Leggere attentamente le istruzioni d'uso

Referenze

1. Kerscher M et al. Dermatol Surg 2008; 34(5):720-726
2. Williams S et al. J Cosmetic Dermatol 2009; 8:216-225.
3. Distanto F et al. Dermatol Surg 2009; 35(Suppl 1):389-393.
4. Kerscher M et al. Stabilized hyaluronic acid-based gel of non-animal origin for rejuvenation of the face, hands and décolletage using an injector device. Poster presented at International Master Course on Aging Skin (IMCAS), Paris, January 2010.
5. Ribe A, Ribe N. Journal of Cosmetic and Laser Therapy 2011; 13:154-161.
6. Data on file cod 15-77474-01 (Report Expert Meeting, Parigi 09/12/2010).
7. Halachmi S et al. Journal of Drugs in Dermatology 2013; 12(7): 121-123

Restylane
 Q-Med AB
 Semisörvegatan 21
 SE-752 28 Uppsala, Sweden

WONDERFUL SKIN

GALDERMA
 Committed to the future
 of dermatology

Restylane
 SKINBOOSTERS™



L'esposizione al sole, l'inquinamento ambientale e un non corretto stile di vita impattano sulla qualità e sull'aspetto della pelle: diminuisce la sua capacità di trattenere acqua, condizione essenziale per mantenerla liscia, elastica e luminosa.



LA PELLE DISIDRATATA,
COME UN FIORE, RICHIEDE
IDRATAZIONE SUPPLEMENTARE



DOPO AVER RIPRISTINATO UN
ADEGUATO CONTENUTO D'ACQUA SIA
IL FIORE CHE LA PELLE POTRANNO
RECUPERARE TURGORE E TONO

Restylane® Skinboosters™ contiene acido ialuronico (HA) stabilizzato NASHA™, che si degrada lentamente nel giro di alcuni mesi e **consente di creare delle micro-riserve di HA nel derma medio-profondo**, per una idratazione profonda dall'interno e un miglioramento di lunga durata della qualità complessiva della pelle e della luminosità cutanea, comprovato da studi scientifici.^{1,2,3}



- + IDRATAZIONE PROFONDA E DI LUNGA DURATA^{1,2}
- + MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ COMPLESSIVA DELLA PELLE, IN PARTICOLARE PER COMPATTEZZA E TURGORE³
- + EFFICACIA SIGNIFICATIVAMENTE MAGGIORE RISPETTO ALL'ACIDO IALURONICO NON STABILIZZATO²

LE IMMAGINI VALGONO PIÙ DI MILLE PAROLE

Restylane Skinboosters offre la possibilità di trattare diverse aree corporee, quali **volto, collo, décolleté, mani**, sia utilizzato come unico trattamento che in combinazione con altri trattamenti estetici, come ad esempio laser, peeling, filler Restylane.^{3,4,5,6} È inoltre indicato per pazienti con **esiti cicatriziali** acneici per una pelle più liscia e uniforme.⁷



Prima



Dopo*



Prima



Dopo*



Prima



Dopo*



Prima



Dopo**



Prima



Dopo*



Prima



Dopo*

SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI
CLINICAMENTE DIMOSTRATA⁴